




# Szafki na AED **CABINAID**



Dystrybutor:  
**hs medical**  
here and safe

# Cabinaid

Szafki AED Cabinaid są przestronne i odpowiednie dla każdego dostępnego modelu AED. Stała głębokość zapewnia również wystarczająco dużo miejsca na dodatkowe akcesoria. Dzięki temu szafki Cabinaid są niezawodne w każdej sytuacji. To idealne miejsce by przechowywać defibrylator AED.

- Zaprojektowane do szybkiego działania
- Łatwe otwieranie jedną ręką
- Kompatybilne z każdym AED
- Wyróżniające się i rozpoznawalne
- Odporne na warunki atmosferyczne
- Dobrze wyglądające w każdym otoczeniu

Osobom udzielającym pomocy zależy na jak najszybszym dotarciu z AED do poszkodowanego. Szafki AED Cabinaid wyposażone są w system szybkiego otwierania, który skraca czas reakcji w sytuacjach awaryjnych. Wystarczy pociągnąć za przyciągający wzrok uchwyt jedną ręką, aby otworzyć szafkę i szybko dostać się do AED.

Szafki AED Cabinaid są łatwo rozpoznawalne. Jaskrawe kolory sprawiają, że Cabinaid wyróżnia się wszędzie, gdzie jest zamontowana. Opcjonalne oświetlenie LED zapewnia, że szafki AED Cabinaid będą widoczne także w ciemności.

Cabinaid została zaprojektowana, aby pasowała do każdego typu AED. Znajduje się w niej wystarczająco dużo miejsca na dodatkowe akcesoria, takie jak zestaw ratowniczy czy dodatkowa bateria, elektrody lub mała apteczka. Można zorganizować wewnątrz szafki dokładnie według własnych potrzeb, zwłaszcza gdy używa się opcjonalnych przegród.

Chcesz umieścić AED wewnątrz czy na zewnątrz, w gorącym, zimnym, wilgotnym lub zapyłonym środowisku? Szafki Cabinaid zostały zaprojektowane do pracy w każdych warunkach. System kontroli klimatu w przechowalni AED w modelu Cabinaid Pro utrzymuje optymalne warunki dla urządzenia.





**Wersja wewnętrzna**  
**CABINAID ESSENTIAL**



**Wersja zewnętrzna**  
**CABINAID ADVANCED**



**Wersja zewnętrzna**  
**CABINAID PRO**



CECHY SZAFKI CABINAID

# Uniwersalna

Szafka Cabinaid pasuje do wszystkich modeli dostępnych AED. Dlatego niezależnie od tego jakim dysponujesz sprzętem - w szafce możesz umieścić nie tylko AED ale również potrzebne akcesoria.



## Prosta w obsłudze

Szybkie i wygodne otwieranie jedną ręką zapewnia najszybszy dostęp do AED. Dzięki innowacyjnemu systemowi otwierania, nie musisz już martwić się o trudności z obsługą szafki, nawet używając jednej ręki. Wystarczy pociągnąć a szafka od razu jest otwarta co jest intuicyjne również dla osób, które nigdy wcześniej jej nie otwierały.

## Łatwa w montażu

Prosta budowa i łatwy montaż pozwalają na umieszczenie szafki Cabinaid w dogodnym miejscu. Szafka nie wymaga skomplikowanego systemu montażowego i z łatwością montuje się ją na każdej dostępnej powierzchni.




## Odporna i wytrzymała

Certyfikat IK10 oznacza, że szafka AED jest odporna na uderzenia o energii 20 dżuli, co zapewnia jej trwałość i niezawodność w trudnych warunkach. Z kolei IP56 to gwarancja odporności na pył i wodę, co powoduje, że chroni każde AED niezależnie od warunków na zewnątrz.



# Poznaj Cabinaid



## Wymiary i waga

## Materiał i konstrukcja

Długość i szerokość: Ø 55 cm  
Szerokość wewnętrzna: Ø 48,5 cm  
Głębokość: 21,4 cm

HDPE , PP plastik, stal  
nierdzewna AISI 304  
Elementy konstrukcyjne:  
uchwyt, pokrywa,  
zawieszka, płyty dzielące,  
zamek – stal nierdzewna  
AISI 304.

Waga modelu Essential: 5 kg  
Waga modelu Advanced: 5,8 kg  
Waga modelu PRO: 5,7 kg

Opakowanie zawiera wszystkie niezbędne materiały do montażu oraz instrukcję instalacji. Pudełko dla modeli Cabinaid Advanced i Pro zawiera także adapter 12V.



IP 56



IK 10



Ochrona przed korozją



Uniwersalne oznakowanie



Doskonała izolacja



Odpowiednia dla każdego AED




Łatwy montaż



Dwa kolory



Wymiary opakowania: 570 x 230 x 570 mm  
Wewnętrzna szerokość: 48,5 cm

**Cabinaid  
ESSENTIAL****CAB-01**


Szafka do użytku wewnętrznego  
w temperaturze od 0°C do 40°C.

Szafka nadająca się do  
pomieszczeń lub do miejsc, gdzie  
jest dodatnia temperatura.


Możliwość podłączenia alarmu.

Uchwyt na AED

**1 249,00 PLN**  
NETTO + 23% VAT

 Kolory:  
czerwony/zielony

 **0°C do 40°C**

**Cabinaid  
ADVANCED****CAB-02**

Do użytku zewnętrznego w  
temperaturze od  
-20°C do 40°C.

Szafka nadająca się na  
zewnątrz, do miejsc gdzie  
temperatura może spadać do  
-20 stopni i nie jest większa niż  
40 stopni w cieniu.

System automatycznie włącza  
ogrzewanie szafki, gdy  
temperatura spada poniżej  
poziomu bezpiecznego dla AED  
utrzymując stałą, dodatnią  
temperaturę.


Alarm wizualny po otwarciu.

Alarm dźwiękowy po  
otwarciu


Oświetlenie LED

Uchwyt na AED

**2 159,00 PLN**  
NETTO + 23% VAT

 Kolory:  
czerwony/zielony

 **-20°C do 40°C**

**Cabinaid  
PRO****CAB-03**

Do użytku zewnętrznego w  
temperaturze od  
-20°C do 60°C.

System automatycznie  
włącza ogrzewanie szafki,  
gdy temperatura spada  
poniżej poziomu  
bezpiecznego dla AED  
utrzymując stałą, dodatnią  
temperaturę.

Aktywne chłodzenie,  
pozwalające na  
przechowywanie AED w  
miejscach, w których  
występują ekstremalnie  
wysokie temperatury.


Alarm wizualny po otwarciu.

Alarm dźwiękowy po  
otwarciu

Oświetlenie LED

Uchwyt na AED

**2 699,00 PLN**  
NETTO + 23% VAT

 Kolory:  
czerwony/zielony



 **-20°C do 60°C**

## Tablica pozioma AED + postępowanie "krok po kroku"

**299,00 PLN**  
NETTO + 23% VAT

Szerokość: 100cm  
Wysokość: 70cm

-  T-028
-  T-029




## Tablica pionowa AED + postępowanie "krok po kroku"

**279,00 PLN**  
NETTO + 23% VAT

Szerokość: 65cm  
Wysokość: 70cm


-  T-030
-  T-031



## Tablica kierunkowa

**39,00 PLN**  
NETTO + 23% VAT

Szerokość: 40cm  
Wysokość: 20cm

-  T-034 (w prawo)
-  T-035 (w lewo)
-  T-036 (w prawo)
-  T-037 (w lewo)



## Miejsce lokalizacji AED

**59,00 PLN**  
NETTO + 23% VAT

Szerokość: 40cm  
Wysokość: 40cm

-  T-038
-  T-039



## Szafki CABINAID

	Kod produktu	Cena netto	VAT	Cena brutto
Szafka CABINAID <b>Essential</b> (wewnętrzna) CZERWONA	CAB-01 R	1 249,00	23%	1 536,27
Szafka CABINAID <b>Essential</b> (wewnętrzna) ZIELONA	CAB-01 Z	1 249,00	23%	1 536,27
Szafka CABINAID <b>Advanced</b> (zewnątrzna) CZERWONA	CAB-02 R	2 159,00	23%	2 655,57
Szafka CABINAID <b>Advanced</b> (zewnątrzna) ZIELONA	CAB-02 Z	2 159,00	23%	2 655,57
Szafka CABINAID <b>Pro</b> (zewnątrzna) CZERWONA	CAB-03 R	2 699,00	23%	3 319,77
Szafka CABINAID <b>Pro</b> (zewnątrzna) ZIELONA	CAB-03 Z	2 699,00	23%	3 319,77

## Tablice / Oznakownie

Tablica pozioma AED + krok po kroku CZERWONA	T-28	299,00	23%	367,77
Tablica pozioma AED + krok po kroku ZIELONA	T-29	299,00	23%	367,77
Tablica pionowa AED + krok po kroku CZERWONA	T-30	279,00	23%	343,17
Tablica pionowa AED + krok po kroku ZIELONA	T-31	279,00	23%	343,17
Tablica kierunkowa "w prawo" ZIELONA	T-34	39,00	23%	49,97
Tablica kierunkowa "w prawo" CZERWONA	T-35	39,00	23%	49,97
Tablica kierunkowa "w lewo" ZIELONA	T-36	39,00	23%	49,97
Tablica kierunkowa "w lewo" CZERWONA	T-37	39,00	23%	49,97
Tablica Lokalizacja CZERWONA	T-38	59,00	23%	72,57
Tablica Lokalizacja ZIELONA	T-39	59,00	23%	72,57

## Dostawy

Dostawa kurierem DPD	25,00 PLN
Dostawa kurierem DHL	25,00 PLN

## Czas oczekiwania

Szafki Essential	2 dni robocze
Szafki Advanced	2 dni robocze
Szafki Pro	5 dni roboczych

## Gwarancja

2 lata





**DYSTRYBUTOR**  
[www.hsmedical.pl](http://www.hsmedical.pl)

hs medical  
ul. Fabryczna 45  
43-100 Tychy

+48 32 411 11 00  
+48 786 868 032

[biuro@hsmedical.pl](mailto:biuro@hsmedical.pl)  
[www.hsmedical.pl](http://www.hsmedical.pl)

**PRODUCENT**

[www.cabinaid.com](http://www.cabinaid.com)

Cabinaid is a brand of AED  
Cup B.V.  
Celsiusstraat 156003 DG  
WeertThe Netherlands  
0031 495 760 156  
[info@cabinaid.com](mailto:info@cabinaid.com)

