

Primedic HeartSave YA + CPR**W pełni zautomatyzowany****z doradcą RKO**

Primedic HeartSave YA+CPR to w pełni zautomatyzowany, kompaktowy i lekki defibrylator AED, stworzony z myślą o maksymalnej prostocie obsługi i natychmiastowej gotowości do działania. Urządzenie aktywuje się automatycznie po uniesieniu pokrywy i prowadzi użytkownika jasnymi, głosowymi komunikatami krok po kroku – od początku akcji ratunkowej aż po jej zakończenie. Model ten wyróżnia się unikalnym połączeniem pełnej automatyzacji – samodzielnie analizuje rytm serca i wyzwala impuls bez potrzeby naciskania przycisku – z zaawansowanym doradcą RKO. System ten na bieżąco monitoruje jakość, siłę i tempo ucisków klatki piersiowej, a dzięki inteligentnym algorytmom przekazuje ratownikowi w czasie rzeczywistym precyzyjne wskazówki, jak poprawić wykonywane czynności. To sprawia, że nawet osoba bez doświadczenia może przeprowadzić skuteczną i prawidłową resuscytację, zyskując pewność i realne wsparcie w każdej sekundzie działania.

Cechy:

- Automatyczne włączenie defibrylatora AED po otwarciu pokrywy
- Wbudowany moduł pediatryczny
- Bardzo proste, wyraźne komunikaty głosowe
- Łatwe sterowanie AED tylko jednym przyciskiem
- Odporny na wodę i kurz - IP55
- Odporny na upadek z 1m
- Możliwa defibrylacja na mokrej i metalowej powierzchni
- 7 sekund przerwy RKO
- Protokół energetyczny aż do 360J
- Adaptacyjna głośność komunikatów
- Metronom
- Możliwość zmiany języków przyciskiem
- Wstępnie podłączone elektrody
- System autokontroli, codzienne autotesty
- Poziom baterii i stanu technicznego AED na wyświetlaczu
- Zapis danych i głosu do 24h na karcie pamięci
- 4 letnia bateria i 4 letnie elektrody
- Moduł doradcy RKO
- Automatyczne podanie impulsu defibrylacyjnego



Tryb w pełni automatyczny



Doradca RKO

8

lat gwarancji

4

lata gwarancji na baterię

4

lata gwarancji na elektrody

**Zawartość zestawu**

- Primedic AED HeartSave full auto + moduł doradcy RKO
- bateria
- elektrody
- set ratunkowy
- maska CPR
- dokumenty
- karta gwarancyjna

KOD PRODUKTU

HS-YA-CPR

Innowacyjny system doradcy RKO. Nieoceniona pomoc w najważniejszym etapie udzielania pierwszej pomocy czyli resuscytacji krążeniowo oddechowej.



Podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej kluczowym czynnikiem decydującym o przeżyciu pacjenta jest optymalna jakość uciśnień klatki piersiowej. Badania wykazały, że stosowanie systemów z informacją zwrotną dotyczącą RKO może znacząco poprawić głębokość ucisków, częstotliwość kompresji oraz pełne odciążenie klatki piersiowej. Może to przyczynić się do zwiększenia szans na przeżycie osób z zatrzymaniem krążenia.

Dzięki zaawansowanej technologii i nowoczesnym czujnikom, nasz system monitoruje wszystkie parametry masażu serca w czasie rzeczywistym i wspiera ratownika dźwiękową informacją zwrotną. Dzięki temu osoba udzielająca pomocy nie jest zdana tylko na swoją wiedzę lub doświadczenie. W tej stresującej sytuacji jaką jest resuscytacja otrzymuje wskazówki głosowe i pełne wsparcie i może wykonać ją profesjonalnie, co zwiększa szanse na przeżycie osoby poszkodowanej.



Uciskaj głębiej!

Uciskaj szybciej!

Uciskaj wolniej!

Dobre uciski!

Funkcje

- Pomiar głębokości ucisków w czasie rzeczywistym
- Kontrola prawidłowej częstotliwości ucisków
- Wyraźne komunikaty głosowe AED informujące o konieczności korekty

Zalety

- Maksymalnie prosta obsługa przy poszkodowanym
- Intuicyjna obsługa – idealna dla osób bez przeszkolenia
- Wstępnie podłączony czujnik ułatwiający użycie
- Informacja zwrotna w czasie rzeczywistym w celu poprawy jakości RKO
- Wsparcie w postaci precyzyjnych komunikatów głosowych

System doradcy RKO to zaawansowane rozwiązanie, które w czasie rzeczywistym przekazuje ratującemu precyzyjne wskazówki dotyczące siły, tempa i jakości ucisków klatki piersiowej. Do tej pory skuteczność resuscytacji zależała wyłącznie od umiejętności osoby udzielającej pomocy – teraz AED aktywnie wspiera ten kluczowy etap, zapewniając profesjonalne i skuteczne prowadzenie RKO nawet przez osoby bez przeszkolenia.

